

Onderhoudsadvies bij het dragen siliconenorthese:

- Trek de orthese met twee handen aan. Probeer hierbij niet aan de orthese te trekken.
- De werking van de orthese is het meest optimaal in combinatie met een dichte schoen. De orthese mag niet klemmen in combinatie met de schoenen.
- Een orthese mag niet pijn doen of irriteren.
- Een gescheurde orthese kan in veel gevallen (mits deze niet te oud is) gerepareerd worden door de podotherapeut.
- Een orthese kan met gewone zeep gewassen worden.
- Wij adviseren de orthese 's nachts te bewaren in een bakje met talkpoeder. Indien u last heeft van voetschimmel, is het raadzaam de orthese te bewaren in een talkpoeder met antischimmel werking.
- Indien u een hond of kat heeft: berg uw orthese goed op!